

Yumurtada ve Dokuda Antibiyotik Hızlı Test Kitleri



Hızlı Tespit

Veteriner ilaçları, et, kümes hayvanları, balık ve diğer hayvancılık üretiminde hastalıkların tedavisi, enfeksiyonun önlenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hayvan gelişiminin korunması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak çiftlik hayvanlarının antibiyotik gibi veteriner ilaçları ile tedavisi hayvan dokusunda ilaç kalıntısı oluşmasına neden olabilir ve hayvan yemi tüketicileri için sağlık riski oluşturabilir.

Veteriner ilaç kalıntısının analizi, numune matrisinin karmaşıklığı ve farklı kimyasal bazlı analitlerin çeşitliliği nedeniyle genellikle zordur. BIOEASY, veteriner ilacı kalıntısı için basit ve etkili tarama testleri sunarak gıda üretim zincirinin tüm üyelerinin (örn. çiftçiler, mezbahalar, et işleyicileri ve analitik laboratuvarlar) gıda ürünlerini hızlı bir şekilde taramasına olanak tanır. Operatör riski en aza indirilebilir ve numune hazırlama ve test süresi büyük ölçüde azaltılabilir, böylece gıda güvenliği kontrolünüzü sağlarken verimliliğinizi artırır.

Ürün Kategorisi

Gıda güvenliğini sağlamak için dokuya yönelik 40'tan fazla hızlı test mevcuttur ve esnek numune ön işleme yöntemleri arasında SPE, Seyreltme yöntemi, Azot üfleme yöntemi ve Türetme yöntemi yer alır. **Tam bir ürün listesi için bizimle iletişime geçin.**

YRSP1014	Bioeasy Kinolon Bal Antibiyotik Hızlı Test Kiti
YRT1024	Bioeasy Dokuda Beta Laktam, Tetrasiklin ve Sülfonamid Hızlı Test Kiti
YRSP1020-1	Bioeasy Yumurtada Florfenikol Test Kiti

Aile	Bileşik	Uygulama	LOD
Chloramphenicol	Chloramphenicol	Su Dokusu, Hayvancılık ve Kümes Hayvanları Dokusu	0,1 ppb
Nitrofuran Metabolites	Furazolidon Metabolite (AOZ)	Su Dokusu, Hayvancılık ve Kümes Hayvanları Dokusu Yumurta	0,5 ppb
	Furaltadon Metabolite (AMÖZ)		
	Nitrofurazon Metabolite (SEM)		
	Nitrofurantoin Metabolite (AHD)		
Malachite Green & Crystal Violet	Malachite Green Leucomalachite Green Crystal Violet Leucocrystal Violet	Su Dokusu	LOD 1 : 0,5 ppb LOD 2 : 2 ppb
β -agonist	Clenbuterol Ractopamine Salbutamol	Domuz, Tavuk, Ördek, Kaz, Siğir eti ve Diğer kas dokusu	0,5 ppb
...

Raf Ömrü: 12 Ay Depolama: 2-30 °C

Bilgiler sadece referans amaçlıdır, lütfen uygun şekilde kullanınız.

Avantajlar



Test süresini saatlerden dakikalara kısaltın



Mükemmel hassasiyet ve yüksek doğruluk



Basitleştirilmiş ekstraksiyon ve analiz yöntemleri



Kolay Kullanım, teknik beceri gerektirmez



Kullanıcı dostu, yerinde veya laboratuvarında



Uygun maliyetli



Geniş uygulama yelpazesi, Çoklu Matrisler



Tek ekstraksiyon örneğiyle çoklu tespit

Test Prosedürü



01

Numune Ekstraksiyonu ve Saflaştırma




02

Tespit Solüsyonu Ekleyin ve Mikrokuyuyu İnkübe Edin



03

Test şeridini yerleştirin ve mikro kuyucuğu ve test şeridini inkübe edin



04

Görsel Yorumlama veya Okuyucu Yorumlama



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...