



- İnsan müdahalesi olmaksızın tek bir numune kullanarak tek bir geçişte protein ve nem içeriği, ağırlık yoğunluğu, gluten içeriği, zeleny, safsızlıklar vb. elde edin

- Sonuçları müşteri veritabanlarına dahil edin
- Tüm bu bilgileri, teslim edilen miktarla birlikte tek bir teslimat kaydında birleştirin

Gestar sistemine dahil CHOPIN Technologies analiz cihazları



Otomatik numune alma problemleri sisteme entegre edilebilir



Quatuor II

Temizlik ve kirlilik içeriği ölçümü



Aqua-TR

Sertifikalı nem ölçer



Infraneo

Proteinlerin, su içeriğinin, nişasta, kül ve diğer bileşenlerin ölçümü



PC

Gestar PC kontrol sistemi arayüzü

Avantajlar

- **İzlenebilirlik:**
 - Tüm analizler kaydedildi
 - Kontrol numunesi üretimi
- **Sonuç güvenliği:** Bilgisayar kontrollü aktarım sayesinde manuel giriş yok
- **Ölçüm güvenilirliği:**
 - Otomatik olarak homojenleştirilmiş örnekleme
 - Tüm numunelerde aynı analiz
- **Minimum operatör müdahalesi:**
 - Numunelerin veya cihazların işlenmesi yok
 - Numune fazlasının tahliyesi

