

Böcek Eleđi

Çekmeceli elek kutusu

Alım ve depolama esnasında böcek istilasını tespiti

Fonksiyon

Yaklaşık 100 g'lık temsili olarak kazanılmış bir numuneyi yerleřtirin ve elle bir dakika boyunca ileri geri hareketlerle elekten geçirin. Ardından çıkarılabilir beyaz çekmecede böcek veya hařarat var mı diye kontrol edin. Numune ısıtılarak etki daha da artırılabilir.



Teknik özellikler

Ürün	Numune miktarı	Boyutlar	Ağırlık	Ürün numarası
Böcek eleđi	yak. 200 g	250x250x80 mm	1 kg	1290 0010



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...