

BIOEASY

SPEEDY PREP CLEAN-UP COLUMN



GİRİŞ


BIOEASY Speedy Prep- Mikotoksin Temizleme Kolonu, pigmentler, lipitler ve organik asitler gibi safsızlıkları hızlı ve seçici bir şekilde adsorbe edebilen ve numune ekstraktını saflaştırabilen çoklu adsorpsiyon malzemelerinden oluşur. Uzak aktivasyon, adsorpsiyon, elüsyon ve diğer adımlara ihtiyaç duymaz, 30 saniye içinde saflaştırmayı tamamlayabilir.

HPLC, LC-MS/MS, ELISA ve ete ile analizlerden önce mikotoksinlerin saflaştırılması ve konsantrasyonu için kullanılabilir.

AVANTAJLAR



30 Saniyede
Saflaştırma



Toplu
Operasyon



Kolay
Kullanım




Geri Dönüşüm
≥ 80%

BIOEASY Temizleme Kolonu

Nasıl Çalışır?

Temizleme kolonları, numunedeki pigmentler, lipitler ve organik asitler gibi safsızlıkları seçici olarak adsorbe edebilen çeşitli kompozit dolgu maddelerinden (iyon değiştirici dolgu maddesi, polar olmayan dolgu maddesi ve polar dolgu maddesi) oluşur. Karışan safsızlıklar seçici olarak temizleme kolonlarına adsorbe edilirken, hedef yukarıdaki akış çözeltisinde tutulur.



Ürün Özellikleri

Raf ömrü: 24 ay

Depolama: 5~25°C

* Özelleştirilmiş hizmetler mevcuttur.

* Bilgiler sadece referans amaçlıdır, lütfen uygun şekilde kullanınız.

Art. No.	Ürün	Uygulama	Özellikler
YRCC3001C	Speedy Prep®-Myco 1 Clean-up Column for Aflatoxins B1,B2,G1,G2	Hububat, tane ve yem hammaddeleri	25pcs
YRCC3003C	Speedy Prep®-Myco 3 Clean-up Column for Ochratoxin A (OTA)	Hububat, tane ve yem hammaddeleri	25pcs
YRCC3004C	Speedy Prep®-Myco 4 Clean-up Column for Zearalenone (ZEN)	Hububat, tane ve yem hammaddeleri	25pcs
YRCC3005C	Speedy Prep®-Myco 5 Clean-up Column for Deoxynivalenol (DON)	Hububat, tane ve yem hammaddeleri	25pcs



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...